

5-в-1 многофункциональный вакуумный аппарат для лица

Зарекомендовавший себя аппарат для ультразвуковой кавитации и лифтинга

Он имеет возможность работы во всех устоявшихся режимах RF (триполярный, четырехполярный и шестиполярный) с частотой в 5 МГц, а также имеет дополнительное инфракрасное излучение, которое ускоряет процессы разжижения жиров в теле

При помощи 40 кГц кавитации стало возможным ускорить процесс коррекции веса, при том, что работать можно не только с ягодицами, талией и руками, но и с остальными областями тела, а также лицом

При таком наборе функций аппарат имеет достаточно небольшой вес — всего 9 кг



1. Кавитация 40 кГц, плотность кавитации 50 Вт / см²
2. 6 polar RF лифтинг 5 мГц с инфракрасным светом для тела
3. 4 polar RF лифтинг 5 мГц с инфракрасным светом для тела
4. 3 polar RF лифтинг 5 мГц с инфракрасным светом для лица и тела
5. Вакуум + Bipolar RF лифтинг — максимальный результат для удаления подкожного жира и подтяжки кожи



Ультразвуковая кавитация — это безопасный и эффективный метод борьбы с целлюлитом и удаления подкожного жира без хирургического вмешательства. Процедуры на аппарате удаляют жир в области боковых зон талии, брюшного пресса, области ягодиц, галифе бедер, рук. Терапия ультразвуковой липосакции занимает около получаса. Лечебный эффект заметен после первых процедур, жировая прослойка уменьшается на 2 — 4 сантиметра.

RF радиоволновой лифтинг — это метод современной безоперационной подтяжки кожи. В основе метода — радиочастотное излучение RF частоты, диапазоном от 300 МГц до 4 кГц.

Во время процедур RF лифтинга происходит стимуляция межклеточных мембран, что приводит к выработке коллагена и эластина в коже. Метод применяется для подтяжки и омоложения кожи лица, рук, тела, для липолиза подкожного жира и избавления от целлюлита.

Вакуумный массаж под воздействием вакуума создается давление и усиливается приток крови к тканям, стимулирует лимфообращение. Вакуумный массаж ускоряет расщепление жиров, благодаря чему объем проблемных участков тела постепенно уменьшается, а кожа становится более упругой.

Вакуумный массаж проводится участках тела, где имеется большое количество подкожного жира и расположены крупные мышцы — на ягодицах, бедрах, плечах, пояснице, вдоль позвоночника.

Стоимость в том числе доставка и обучение 42000руб.